



MOBILNY SYSTEM GIĘTKIEJ ENDOSKOPII WETERYNARYJNEJ




ZASTOSOWANIE

Dzięki małej średnicy wziernika i 4-kierunkowej regulacji kątowej nasze endoskopy są idealne do zastosowań u małych zwierząt, w tym: bronchoskopii, rynoskopii, bronchoskopii, usuwania ciała obcego, gastrokopii, cystoskopii, waginoskopii




MODEL	Średnica Wziernika (mm)	Średnica Kanału Roboczego (mm)	Długość Robocza (mm)	4 Kierunki Zgięcia	
				Góra/Dół	Lewo/Prawo
EC-120	2,8	1,2	610	210°/130°	120°/120°
EC-140H HD	4,8	2,0	1000	180°/130°	120°/120°
EC-150H HD	5,8	2,8	1500	180°/130°	120°/120°

PROCESOR OBRAZU ENDOSKOPU WETERYNARYJNEGO



Wszystko w jednym
Wysoce zintegrowany projekt



DOSKONAŁY WYBÓR MOBILNEJ DIAGNOSTYKI

Lepszy interfejs użytkownika

- ▶ Dotykowy ekran procesora
- ▶ Brak wycucia opóźnienia w obsłudze ekranu
- ▶ Możliwość obsługi w rękawiczkach
- ▶ Nagrywanie głosu podczas badania
- ▶ Korekcja balansu bieli
- ▶ Regulacja jasności
- ▶ Możliwość podłączenia dodatkowego monitora bez utraty jakości obrazu



ODŁĄCZANY AKUMULATOR
ZAPEWNIAJĄCY 4H PRACY



INTELIGENY PROJEKT
PODZIELONEGO EKRANU



WYJMOWANA KARTA SD



WYJŚCIE HDMI + BNC

SYSTEMY MEDYCZNE

RAFAŁ ROSLANIEC

05-400 Otwock, ul. Kaczeńców 3



Tel +48 606 767 352

NIP: 5321417516, REGON: 142369844

E-mail: biuro@sy-med.pl

SY-MED
SYSTEMY MEDYCZNE

WETERYNARYJNY GASTROSKOP HD



ZASTOSOWANIE

- 1) gastroskop i kolonoskop u małych zwierząt
- 2) bronchoskop / górne drogi oddechowe u koniowatych / kolonoskop, itp.

ZASTOSOWANIE

- 1) Gastroskop / kolonoskop u koniowatych i innych dużych zwierząt

Model	Rozdzielczość	Średnica Wziernika (mm)	Średnica Kanalu Roboczego (mm)	Długość Robocza (mm)	4 Kierunki zgięcia	
					Góra/Dół	Lewo/Prawo
GU-160H	HD 720P	6,8	2,2	1500	210°/130°	100°/100°
GU-180H		8,0	2,2	1500	210°/130°	100°/100°
GU-190H		9,2	2,8	1500	210°/130°	100°/100°
GU-190HL		9,2	2,8	3000	210°/130°	100°/100°

SYSTEMY MEDYCZNE

RAFAŁ ROSLANIEC

05-400 Otwock, ul. Kaczeńców 3

Tel +48 606 767 352

NIP: 5321417516, REGON: 142369844

E-mail: biuro@sy-med.pl