

WIEŻA ENDOSKOPOWA ALL-IN-ONE

Przenośny i kompaktowy zestaw endoskopowy stosowany w diagnostyce małych i dużych zwierząt.

- RHINOSKOPIA
- OTOSKOPIA
- BRONCHOSKOPIA
- GASTROSKOPIA
- KOLONOSKOPIA
- CYSTOSKOPIA
- WAGINOSKOPIA

Procesor obrazu kompatybilny z:

- giętkim video endoskopem
- gastroskopem
- kamerą endoskopową Full HD


Oprogramowanie z możliwością
archiwizacji badań pacjentów
i funkcją wydruku raportu.



1. Procesor ALL-IN-ONE

Komputer z oprogramowaniem do archiwizacji badań

- 15.6 calowy Full HD
- monitor dotykowy
- możliwość wydruku raportu z badania
- praca na naładowanych bateriach do 4h
- kompaktowa budowa
- dedykowana walizka



Źródło światła LED z pompą wody/powietrza

- dioda LED o wysokiej jasności, długiej żywotności i bardzo dobrym odwzorowaniu kolorów
- sterowanie za pomocą ekranu dotykowego
- jasność z 10-stopniową regulacją
- pompa powietrza z 3-stopniową regulacją
- pobór mocy 140W
- ciśnienie pompy powietrza 45Kpa-65 Kpa



2. GASTROSKOP WETERYNARYJNY

z możliwością sterowania w 4 kierunkach.

Łatwe i precyzyjne manewrowanie
dzięki manetkom funkcyjnym:

- zgięcie w górę, zgięcie w dół
- rotacja w prawo, rotacja w lewo
- blokada zgięcia w górę/w dół
- blokada rotacji

Przyciski funkcyjne:

- nagrywanie filmów
- robienie zdjęć
- zamrożenie obrazu



Model	Rozdzielczość	Średnica wziernika	Średnica Kanału Roboczego	Długość Robocza	Zgięcie	Rotacja	Pole Widzenia
GU-160H	HD	6,8 mm	2,2 mm	1500 mm	210°/130°	100°/100°	120°
GU-170HQ		7,8 mm	2,8 mm	1500 mm	180°/130°	100°/100°	120°
GU-170FH	FHD	7,8 mm	2,2 mm	1500 mm	180°/130°	100°/100°	140°
GU-190FHP		9,2 mm	2,8 mm	1500 mm	180°/130°	100°/100°	140°
GU-190FHPL		9,2 mm	2,8 mm	3000 mm	180°/130°	100°/100°	140°
GU-1B0FHPL		11,5 mm	3,2 mm	3500 mm	180°/130°	160°/160°	140°

3. GIĘTKI VIDEO ENDOSKOP

o najmniejszej średnicy wziernika 2,8mm z kanałem roboczym.



Przyciski funkcyjne:

- nagrywanie filmów
- robienie zdjęć
- zamrożenie obrazu

Dostępne narzędzia do kanału roboczego, m. in.:

- kleszczyki chwytające
- kleszczyki biopsyjne
- szczoteczka cytologiczna
- koszyczek 4-ramienny

Model	Średnica wziernika	Średnica Kanału Roboczego	Długość Robocza	Zgięcie	Rotacja
EU-120	2,8 mm	1,2 mm	610 mm	210°/130°	120°/120°
EU-140H	4,8 mm	2,0 mm	1000 mm	180°/130°	120°/120°
EU-150H	5,8 mm	2,8 mm	1500 mm	180°/130°	120°/120°

4. KAMERA ENDOSKOPOWA FULL HD

Zastosowanie:

- laparoscopia
- artroskopia
- otoskopia
- rhinoskopia
- cystoscopia



5. WÓZEK ENDOSKOPOWY

Dedykowany wózek z regulowanym uchwytem na endoskopy oraz uchwytem na kamerę to mobilne stanowisko diagnostyczne.

Dwa warianty:

- mały (1 półka, koszyk)
- duży (3 półki, 1 szuflada)



DYSTRYBUTOR

JCL APARATURA MEDYCZNA
ul. Kolisty 18D, 54-152 Wrocław
Tel.: 71/ 711 11 71

SYSTEMY MEDYCZNE
RAFAŁ ROSŁANIEC
05-400 Otwock, ul. Kaczeńców 3
Tel +48 606 767 352
NIP: 5321417516, REGON: 142369844
E-mail: biuro@sy-med.pl

SY-MED
SYSTEMY MEDYCZNE