

NOWOCZESNA VIDEO ENDOSKOPIA WETERYNARYJNA

Giętkie video endoskopy marki TK VETKIT to doskonałe urządzenia do diagnostyki małych i dużych zwierząt. Znajdują zastosowanie w RHINOSKOPII, BRONCHOSKOPII, GASTROSKOPII, KOŁONOSKOPII, CYSTOSKOPII.

Dzięki małej średnicy wżernika oraz 4-kierunkowej regulacji kątowej nasze endoskopy zapewniają precyzyjne manewrowanie, skuteczną diagnostykę i leczenie już u najmniejszych zwierząt.

Zintegrowane zestawy zawierające endoskop, procesor obrazu z programem archiwizacyjnym badań stanowią uniwersalny system kompleksowej diagnostyki i terapii zwierząt.



DYSTRYBUTOR

SYSTEMY MEDYCZNE

RAFAŁ ROSŁANIEC


05-400 Otwock, ul. Kaczeńców 3

Tel +48 606 767 352

NIP: 5321417516, REGON: 142369844

E-mail: biuro@sy-med.pl

SY-MED
SYSTEMY MEDYCZNE



Giętki video endoskop z procesorem obrazu

- w pełni przenośny
- dotykowy monitor 10-calowy
- nagrywanie głosowe
- 4 kierunki manewrowania

Model	Średnica wziernika	Średnica Kanału Roboczego	Długość Robocza	Zgięcie	Rotacja
EC-120	2,8 mm	1,2 mm	610 mm	210°/130°	120°/120°
EC-140H	4,8 mm	2,0 mm	1000 mm	180°/130°	120°/120°
EC-150H	5,8 mm	2,8 mm	1500 mm	180°/130°	120°/120°

Gastroskopy z procesorem obrazu, pompą wody/powietrza oraz programem do archiwizacji badań



Model	Rozdzielczość	Średnica wziernika	Średnica Kanału Roboczego	Długość Robocza	Zgięcie	Rotacja	Pole Widzenia
GU-160H	HD	6,8 mm	2,2 mm	1500 mm	210°/130°	100°/100°	120°
GU-170HQ		7,8 mm	2,8 mm	1500 mm	180°/130°	100°/100°	120°
GU-170FH	FHD	7,8 mm	2,2 mm	1500 mm	180°/130°	100°/100°	140°
GU-190FHP		9,2 mm	2,8 mm	1500 mm	180°/130°	100°/100°	140°
GU-190FHPL		9,2 mm	2,8 mm	3000 mm	180°/130°	100°/100°	140°
GU-1B0FHPL		11,5 mm	3,2 mm	3500 mm	180°/130°	160°/160°	140°