



STEMA 3D camera system





Achtung:

Endoskop NICHT im Lieferumfang enthalten!

Attention:

Endoscope NOT included in delivery content!

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

CA-001-100

STEMA 3D endoskopische Kamera - Technische Daten

STEMA 3D endoscopic camera - Technical data

Bildsensor / Image sensor	Hochauflösender CMOS-1/2.7" / High resolution CMOS-1/2.7"
Aktive Bildpunkte / Active pixel	1920 (H) x 1080 (V) / 1920 (H) x 1080 (V)
Aktive Bildfläche / Active image area	5856 µm x 3276 µm / 5856 µm x 3276 µm
Videoausgang / Video output	2 x HD-SDI: HDTV 1080i und 2 x DVI: HDTV 1080p 2 x HD-SDI: HDTV 1080i and 2 x DVI: HDTV 1080p
3D Ausgang / 3D output	HD-SDI: Dual Stream und DVI Side by Side oder Line Interleaved / HD-SDI: Dual stream and DVI side by side oder line interleaved
Weißabgleich / White balance	One-Push, halbautomatisch, speicherbar / One-Push, semi-automatic, storable
Besonderheiten / Features	AGC, Weißabgleich, BLC-Fenster / AGC, white balance, BLC window
Kabellänge / Cable length	3m / 3m
BL / BL	An und Aus / On and off
Bildspeicherung / Image storage	2D Bilder, JPEG, 1920 x 1080 / 2D images, JPEG, 1920 x 1080
Stromversorgung / Power supply	100-240 VAC / 50-60 Hz / 100-240 VAC / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme / Power consumption	Max. 25 W / Max. 25 W
Sicherung / Fuse	2 x T 3.15AH - 250 V / 2 x T 3.15AH - 250 V
Abmessungen Steuereinheit / Dimensions control unit	340 x 108 x 340mm (B x H x T) / 340 x 108 x 340mm (w x h x d)
Gewicht / Weight	5.9 kg / 5.9 kg
Abmessungen Kamerakopf / Dimensions camera head	50 x 550mm (Ø x L) / 50 x 550mm (Ø x L)
Gewicht / Weight	0.3 kg / 0.3 kg
BETRIEB: / OPERATING:	
Temperatur / Temperature	+10°C bis +40°C / +10°C to +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit / Relative humidity	5% bis 75% / 5% to 75%
Atmosphärischer Druck / Atmospheric pressure	70.0 kPa bis 106.0 kPa / 70.0 kPa to 106.0 kPa
LAGERUNG: / STORAGE:	
Temperatur / Temperature	-15°C bis +60°C / -15°C to +60°C
Relative Luftfeuchtigkeit / Relative humidity	5% bis 75% / 5% to 75%
Atmosphärischer Druck / Atmospheric pressure	50.0 kPa bis 106.0 kPa / 50.0 kPa to 106.0 kPa
Schutzklasse / Protection class	1 / 1
Klassifizierung / Classification	BF / BF
Zertifikate / Certificates	EG Richtlinie 93/42 EEC, ISO 60601-1, ISO 60601-1-2 / EC Directive 93/42 EEC, ISO 60601-1, ISO 60601-1-2

**Im Lieferumfang enthalten
Delivery contains**

3D endoskopische Kamera, Kamerakopf mit Kabel (3m), USB Flash-Drive (1), Gebrauchsanweisung, Kabel: Anschluss (1), DVI (1)
3D endoscopic camera, camera head with cable (3m), USB flash drive (1), operating manual, cable: mains (1), DVI (1)



STEMA Medizintechnik GmbH
H.-E.-Bussestr. 4
78333 Stockach - Germany

Phone: 0049 (0) 77 71 / 87 53 51
Fax: 0049 (0) 77 71 / 87 53 50

info@stema-medizintechnik.de
www.stema-medizintechnik.de